

N.º 017/CD
Data: 08/02/2011

Assunto: **Desfibrilhadores Paramedic - séries CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3 e CU-ER5**

Para: Profissionais de saúde

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

Os **desfibrilhadores Paramedic**, das séries CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3 e CU-ER5 apenas devem ser utilizados com as peças e acessórios aprovados pela **CU Medical Systems, Inc.**

Desde o início de 2006, que estes desfibrilhadores não são compatíveis com as pás de desfibrilhação da Philips das séries M3713A, M3718A e M3870A.

Apesar do fabricante **CU Medical Systems, Inc** ter vindo a alertar os utilizadores para esta alteração, verificou-se, na sequência de um incidente ocorrido na República Checa no ano passado, que as instruções de utilização destes desfibrilhadores ainda contemplavam a compatibilidade com as pás de desfibrilhação da Philips. Por este motivo, o fabricante procedeu à correcção das instruções de utilização e ao envio de nova carta aos utilizadores para alertar para este problema.

Atendendo a que não foi possível localizar todos os dispositivos afectados, o Infarmed recomenda que os utilizadores contactem o distribuidor caso não tenham ainda recebido o aviso de segurança e as actualizações das instruções de utilização.

O Conselho Directivo

