

N.º CA /139  
Data: 28/12/2006


Assunto: **Ganchos de ligação de guias para transferência de doentes**

Para: **Profissionais de saúde e de assistência a doentes**

Contacto no INFARMED: **Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde**

(Tel: 217987145; Fax: 217987367; email: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt))

O INFARMED foi informado, através da Autoridade Competente canadiana (Health Canada) de um incidente devido à queda do doente dum guia de transferência. A análise do incidente revelou um potencial problema com a concepção dos ganchos de ligação das guias para transferência de doentes que permitem a colocação dos suportes dos doentes dum modo errado (ver figura 1). Em resultado disso, este suporte pode soltar-se e originar a queda do doente.



**Figura 1**

Foram já iniciadas acções correctivas com vista ao melhoramento dos dispositivos potencialmente afectados. Ainda assim, o INFARMED recomenda que sejam sempre seguidas as instruções do fabricante relativas à correcta utilização destes dispositivos.

Todos os incidentes ou quase incidentes relacionados com a utilização de dispositivos médicos devem ser comunicados ao INFARMED, para o que poderá utilizar o modelo disponível em [http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO\\_DO\\_MERCADO/VIGILANCIA\\_DE\\_DISPOSITIVOS\\_MEDICOS/FERRAMENTAS\\_PARA\\_NOTIFICACAO\\_DE\\_INCIDENTES\\_DM/PROFISSIONAIS\\_DE\\_SAUDE](http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO_DO_MERCADO/VIGILANCIA_DE_DISPOSITIVOS_MEDICOS/FERRAMENTAS_PARA_NOTIFICACAO_DE_INCIDENTES_DM/PROFISSIONAIS_DE_SAUDE)

O Conselho de Administração

  
(Luísa Carvalho)