

N.º 145/CD
Data: 2010/09/17

Assunto: **Desfibriladores automáticos externos AED 10 da Welch Allyn**

Para: Hospitais e Clínicas, Centros de Saúde, ARS, Ordens e Associações Profissionais

Contacto no INFARMED: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


Na sequência da detecção de vários problemas (choque de baixa energia, interferência de ruído electromagnético, desligar inesperado durante a utilização, fusível queimado, perda de instruções de voz e desligar a baixas temperaturas) num conjunto de **desfibriladores automáticos externos AED 10 da Welch Allyn**, o fabricante decidiu, em 2009, proceder à recolha voluntária dos dispositivos afectados.

De acordo com o fabricante, em Portugal, foram distribuídos quatro destes dispositivos, dos quais três já foram substituídos.

Apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível localizar um dos dispositivos afectados, o **AED 10** com o **nº de série 3361**¹, que foi vendido para Portugal em 2003.

Assim, o Infarmed recomenda à entidade que ainda disponha deste dispositivo que não o utilize, que o devolva à entidade a quem o adquiriu e que informe a Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 21 798 7367; e-mail: dvps@infarmed.pt.

O Conselho Directivo



Heider Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo

¹ O número de série encontra-se no canto superior esquerdo do painel traseiro do desfibrilador.