

N.º 251/CD
Data: 09/12/2011

Assunto: **Cadeiras de rodas manuais pediátricas Action 3 Junior**

Para: Divulgação Geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


O fabricante Invacare está a efectuar uma acção correctiva nas cadeiras de rodas manuais pediátricas Action 3 Junior.

A implementação desta medida surge na sequência da detecção de uma potencial falha nos manípulos M6x30 da barra de empurrar, o que pode impedir o controlo dos movimentos da cadeira, e podendo causar danos físicos ao utilizador.

O fabricante desenvolveu um *kit* de substituição que deverá ser instalado em todas as cadeiras manuais pediátricas Action 3 Junior com número de série entre SN050714224781 e SN051021027909.

O Infarmed recomenda aos proprietários destas cadeiras de rodas que contactem a entidade onde as adquiriram para que seja instalado o *kit* de substituição.

O Conselho Directivo



Heider Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo