

N.º 024/CD
Data: 17/02/2011

Assunto: **Dispositivos de electroterapia - Intellect Mobile e Intellect Advanced**

Para: Profissionais de saúde


Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

O fabricante Chattanooga Group dos dispositivos de electroterapia **Intellect Mobile e Intellect Advanced** recebeu várias notificações relacionadas com mau funcionamento de uma placa de circuitos impressos que pode resultar numa sensação de choque e possível queimadura.

Para correcção deste problema, o fabricante está a proceder a uma actualização de *software*.

Atendendo a que não foi possível localizar todos os dispositivos afectados, o Infarmed recomenda aos utilizadores destes dispositivos que contactem o seu distribuidor, caso não tenham ainda recebido o aviso de segurança e a actualização do *software*.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo