

N.º 252/CD  
Data: 09/12/2011

Assunto: **Recolha voluntária de alguns lotes de lentes de contacto Avaira Sphere**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

A CooperVision está a proceder à recolha voluntária de alguns lotes das lentes de contacto Avaira Sphere.

Na sequência de uma investigação exaustiva das suas linhas de fabrico, o fabricante verificou que alguns lotes de lentes Avaira Sphere não cumpriam os requisitos de qualidade devido à presença de um resíduo (óleo de silicone). A presença deste resíduo pode ocasionar visão desfocada, desconforto, dor ocular intensa ou lesões oculares que necessitem de tratamento médico. Contudo, nem todos os utilizadores evidenciam os mesmos sintomas.

Face ao exposto, o Infarmed recomenda aos utilizadores das lentes de contacto Avaira Sphere o seguinte:

- Verificação dos números de lote, mediante introdução do respectivo número, no site da CooperVision ([www.coopervision.com/international-recall/pt](http://www.coopervision.com/international-recall/pt));
- Caso as lentes de contacto que possui estejam abrangidas pela recolha, não as deve utilizar. Informações adicionais podem ser solicitadas ao Centro de Apoio ao Cliente da CooperVision (telefone: 800 263 263 ou e-mail: [portugal@coopervision-es.com](mailto:portugal@coopervision-es.com));
- Se já tiver utilizado lentes dos lotes em causa, deve contactar o oftalmologista mesmo que não tenha sintomas.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo



Ministério da Saúde