

N.º 016/CD  
Data: 24/01/2012

Assunto: **Recolha voluntária de alguns lotes das lentes de contacto ACUVUE OASYS (senofilcon A)**

Para: Divulgação geral

Contacto no INFARMED: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

A Johnson & Johnson Vision Care, Inc. está a proceder à recolha voluntária dos seguintes lotes de lentes de contacto da marca ACUVUE OASYS, com raio de curvatura 8.8:

Potência	Lote
- 2.00 D	L001RJ5
- 2.75 D	L001RJ8
- 3.00 D	L001RJ9

Esta recolha deve-se ao facto de o fabricante ter detetado níveis de solução diluente mais elevados do que o esperado, o que pode originar um humedecimento reduzido destas lentes. A causa do problema foi já identificada e corrigida.


Os utilizadores das lentes afetadas podem sentir algum desconforto ocular e vermelhidão no olho após a sua inserção, sendo estes sintomas facilmente detetados e reversíveis após remoção das lentes de contacto. É improvável a ocorrência de complicações a longo prazo.

Até ao momento, não foram notificadas ao Infarmed reacções deste tipo pelos consumidores.

Face ao exposto, o Infarmed recomenda aos utilizadores que disponham das lentes de contacto ACUVUE OASYS com os números de lotes acima mencionados<sup>1</sup> o seguinte:

- Não utilizem as lentes dos lotes afetados; a sua substituição pode ser solicitada à Johnson & Johnson Vision Care através do n.º de telefone 800 200 243;
- Em caso de ocorrência de reacções como vermelhidão persistente, contactem o oftalmologista.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo

<sup>1</sup> O número de lote pode ser verificado na embalagem e corresponde aos seis primeiros dígitos do número impresso na embalagem, lendo da esquerda para a direita.