

Circular Informativa

N.º 189/CD/8.1.7

Data: 01/08/2013

Assunto: **Recolha de reservatórios de insulina Medtronic MiniMed**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Na sequência da verificação da existência de um risco acrescido de fugas, o fabricante **Medtronic** está a proceder à recolha de alguns lotes (em anexo) dos **reservatórios de insulina Medtronic MiniMed dos modelos MMT-326A e MMT-332A** utilizados com as bombas de insulina Paradigm.

A ocorrência de uma fuga num reservatório pode originar um débito de insulina inferior ao previsto e, em caso de obstrução no conjunto de infusão, a bomba poderá não emitir o alarme.

Em Portugal, não foi notificado qualquer incidente relacionado com esta situação.

Contudo, o Infarmed recomenda aos utilizadores que possuam os lotes de reservatórios afectados o seguinte:

- Este dispositivo médico não deve ser utilizado. Caso não possua reservatórios de outro lote, deve acionar o plano de injeção de insulina de reserva, de acordo com as orientações do profissional de saúde, até à receção de novos reservatórios;
- O contacto com o médico assistente ou com a empresa **Medtronic Portugal, Lda.** (808200555) para a obtenção de esclarecimentos adicionais.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo

Anexo

Números de lote dos reservatórios recolhidos, modelos MMT-326A e MMT-332A

H8416432	H8461538	H8489386	H8512826
H8420977	H8463297	H8491921	H8515317
H8422490	H8464121	H8492449	H8517079
H8424676	H8467888	H8494645	H8521052
H8437486	H8469703	H8496561	H8539013
H8441420	H8471745	H8500423	H8541843
H8442973	H8473106	H8500472	H8584244
H8451531	H8473271	H8503372	H8627745
H8452933	H8476270	H8503728	H8603292
H8455959	H8478398	H8509305	H8604958
H8457716	H8485398	H8510440	H8635301
H8459557	H8486688	H8512566	