



N.º 119/CD  
Data: 2010/07/22



Assunto: **Lancetas do fabricante Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH**

Para: Divulgação geral

Contacto no INFARMED: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

Na sequência de ter sido detectada, no mercado sudanês, a existência de **lancetas contrafeitas**, do fabricante **Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH** (Alemanha) e, uma vez que esta marca de lancetas é distribuída em Portugal pelas empresas Normax, Fábrica de Vidros Científicos, Lda. e Specullum Artigos Médicos, Lda., o Infarmed alerta para as diferenças identificadas entre os dois produtos:

Lancetas contrafeitas	Lancetas originais
<p>Marcação CE <u>0459</u></p>	<p>Marcação CE <u>0482</u>  (avaliadas pelo Organismo Notificado MEDCERT GmbH (Alemanha))</p>
 <p>The image shows a light blue box for '200 ECONOMY BLUTLANZETTEN BLOOD-LANCETS'. It features the Heinz Herenz logo (three red 'H's) and the text 'HEINZ HERENZ CE 0459 ST GERMANY'. Below the logo, it says 'STERIL EINMALGEBRAUCH' and 'STERILE SINGLE USE'. At the bottom, there is a CE mark with '0459', a 'STERILE' label with a crossed-out 'X', and 'REF: 1110101'.</p>	 <p>The image shows a light blue box for '200 ECONOMY BLUTLANZETTEN BLOOD-LANCETS'. It features the Heinz Herenz logo (three red 'H's') and the text 'HEINZ HERENZ HAMBURG-GERMANY'. Below the logo, it says 'STERIL EINMALGEBRAUCH' and 'STERILE SINGLE USE'. At the bottom, there is a CE mark with '0482', a 'STERILE' label with a circled '2', and 'REF: 1110101'.</p>


Lancetas contrafeitas	Lancetas originais
Informação relativa ao número do lote e prazo de validade encontra-se <u>impressa na cartonagem</u>	Informação relativa ao número do lote e prazo de validade tem um grafismo que demonstra ser <u>carimbada</u> .
 <p>Ch.-B. Nr.: 20091025A Lot No.: Herstelldatum: 2009-10 Date of manufacture: Verwendbar bis: 2014-10 Expiration Date:</p>	 <p>Ch.-B. Nr.: Lot No.: 003 09/14 Herstelldatum: 2009 09 Date of manufacture: Verwendbar bis: 2014 08 Expiration Date:</p>

Face ao exposto, o Infarmed informa o seguinte:

- Até à data, não existe evidência da comercialização dos produtos contrafeitos no mercado português.
- Contudo, atendendo a que os produtos contrafeitos estão rotulados em inglês e alemão, é possível que os mesmos se encontrem disponíveis no mercado europeu.
- Atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda a todos os profissionais de saúde que, caso detectem a existência das referidas lancetas contrafeitas, não as utilizem e informem a Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

Conforme habitual, o Infarmed continuará a acompanhar e a divulgar todas as informações pertinentes relativas a esta matéria.

O Conselho Directivo



Miguel Vigeant Gomes  
Vice - Presidente do  
Conselho Directivo