

Circular Informativa

N.º 133/CD/550.20.001

Data: 20/09/2016

Assunto: **Camas hospitalares Völker**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante **Hill-Rom** informou que nas suas **camas hospitalares Völker** (modelos **2080**, **2082**, **S280** e **S282**), após uma utilização prolongada, dependendo do manuseamento efetuado pelo pessoal e nalguns casos raros, a união entre o apoio lateral e a placa da cabeça e dos pés pode descolar-se.

O fabricante está a alertar todos os utilizadores para esta situação e recomenda um controlo técnico anual para impedir a queda do apoio lateral durante a utilização.

Dada a dificuldade em localizar todos os utilizadores destas camas em Portugal, o Infarmed recomenda aos utilizadores que, caso ainda não tenham recebido o aviso de segurança, contactem com o distribuidor respetivo ou, caso tal não seja possível, diretamente com o fabricante através do seu sítio eletrónico: www.hill-rom.com.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 211 117 559; e-mail: dvps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo