

## Circular Informativa

---

N.º 001/CD/550.20.001

Data: 04/01/2018

Assunto: **Cadeiras de rodas elétricas Invacare FOX**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

O fabricante Invacare informou os distribuidores, em maio de 2016, da necessidade de substituição das rodas traseiras em várias cadeiras de rodas elétricas Invacare FOX (números de série listados em Anexo).

Esta medida corretiva foi desencadeada após identificação de um problema no comprimento do eixo do motor com efeito sobre o anel de segurança de nylon que fixa cada roda plástica traseira, o que pode afetar a estabilidade das cadeiras de rodas, existindo ainda a possibilidade de alguma roda se soltar e pôr assim em risco a integridade física do utilizador.

Considerando a dificuldade em localizar todas as cadeiras afetadas e não havendo a garantia de que todos os dispositivos em causa tenham sido sujeitos às medidas corretivas previstas, o Infarmed recomenda aos utilizadores destes dispositivos o contacto com a empresa Invacare (tel.: 225193360).

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 71 45; fax: +351 211 117 559; e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo

## Anexo

Nº de série das cadeiras de rodas elétrica Invacare FOX afetadas:

14A06000151	14A06000152	14A06000153	14A06000154	14A06000304	14A06000305
14A06000556	14A06000557	14A06000686	14A06000916	14A06000917	14A06000918
14A06000919	14A06000974	14A06000975	14A06001189	14A06001243	14A06001244
14A06001272	14A06001273	14A06001303	14A06001304	14A06001306	14A06001318
14A06001319	14A06001321	14A06001322	14A06001323	14A06001324	14A06001325
14A06001326	14A06001385	14A06001471	14A06001472	14A06001473	14A06001523
14A06001524	14A06001525	14A06001526	14A06001570	14A06001571	14A06001572
14A06001615	14A06001616	14A06001617	14A06001618	14A06001619	14A06001620
14A06001621	14A06001622	14A06001623	14A06001624	14A06001625	14A06001626
14A06001627	14A06001628	14A06001684	14A06001685	14A06001686	14A06001738
14A06001819	14A06001820	14A06001821	14A06001822	14A06001823	14A06001824
14A06001825	14A06001829	14A06001830	14A06001831	14A06001832	14A06001947
14A06001949	14A06001951	14A06002105	14A06002106	14A06002107	14A06002108
14B06000044	14B06000046	14B06000051	14B06000055	14B06000132	14B06000133
14B06000134	14B06000290	14B06000292	14B06000411	14B06000413	14B06000475
14B06000571	14B06000674	14B06000707	14B06000712	14B06000713	14B06000714
14B06000715	14B06000723	14B06000764	14B06000766	14B06000767	14B06000768
14B06000904	14B06000905	14B06000920	14B06000921	14B06000922	14B06000924
14B06000969	14B06000970	14B06000971	14B06000975	14B06000976	14B06000977
14B06000978	14B06001245	14B06001246	14B06001247	14B06001278	14B06001338
14B06001340	14B06001341	14B06001342	14B06001344	14B06001345	14B06001458
14B06001460	14B06001484	14B06001485	14B06001486	14B06001601	14B06001602
14B06001603	14B06001624	14B06001625	14B06001626	14B06001627	14B06001628
14B06001629	14B06001630	14B06001688	14B06001689	14B06001690	14B06001705
14B06001737	14B06001738	14B06001739	14B06001835	14B06001836	14B06001837
14B06001838	14B06001839	14B06001840	14B06001841	14B06001976	14B06001977
14B06001978	14B06001979	14B06002091	14B06002093	14B06002097	14B06002098
14B06002099	14B06002100	14B06002101	14B06002102	14B06002103	14B06002104
14B06002105	14B06002208	14B06002209	14B06002210	14B06002213	14B06002293
14B06002393	14B06002394	14B06002508	14B06002509	14B06002519	14B06002520
14B06002521	14B06002522	14C06000073	14C06000074	14C06000075	14C06000076
14C06000077	14C06000078	14C06000103	14C06000104	14C06000105	14C06000195
14C06000212	14C06000213	14C06000215	14C06000230	14C06000328	14C06000544
14C06000546	14C06000566	14C06000567	14C06000620	14C06000621	14C06000646
14C06000647	14C06000648	14C06000758	14C06000869	14C06000933	14C06000954
14C06000955	14C06000999	14C06001104	14C06001105	14C06001282	14C06001355
14C06001465	14C06001472	14C06001473	14C06001579	14C06001699	14C06001901
14C06001902	14C06002011	14C06002012	14C06002013	14C06002031	14C06002083
14C06002084	14C06002085	14C06002112	14C06002196	14C06002198	14C06002199
14C06002201	14C06002246	14C06002247	14C06002322	14C06002363	14C06002454
14C06002455	14C06002456	14C06002529	14C06002556	14C06002601	14C06002602

14D0600002	14D0600003	14D0600005	14D0600008	14D06000172	14D06000258
14D06000260	14D06000322	14D06000323	14D06000324	14D06000475	14D06000614
14D06000615	14D06000751	14D06000752	14D06000924	14D06000975	14D06001073
14D06001236	14D06001237	14D06001378	14D06001379	14D06001381	14D06001382
14D06001383	14D06001511	14D06001512	14D06001653	14D06001654	14D06001929
14D06001930	14D06001943	14D06002061	14D06002062	14D06002063	14D06002064
14D06002066	14D06002067	14D06002244	14D06002836	14D06002837	14D06002838
14D06003012	14D06003013	14D06003014	14E06000135	14E06000137	14E06000550
14E06000551	14E06000552	14E06000553	14E06000554	14E06000721	14E06000857
14E06000955	14E06000956	14E06000957	14E06000958	14E06001142	14E06001143
14E06001144	14E06001149	14E06001190	14E06001191	14E06001335	14E06001336
14E06001337	14E06001516	14E06001517	14E06001519	14E06001679	14E06001680
14E06001716	14E06001717	14E06001728	14E06001817	14E06001818	14E06001842
14E06001970	14E06001971	14E06002011	14E06002098	14E06002099	14E06002100
14E06002101	14E06002167	14E06002229	14E06002230	14E06002231	14E06002346
14E06002412	14E06002414	14E06002427	14E06002519	14E06002618	14E06002620
14E06002621	14E06002622	14E06002623	14E06002624	14E06002625	14E06002626
14E06002651	14E06002661	14E06002760	14E06002761	14E06002762	14E06002763
14E06002777	14E06002778	14E06002821	14E06002822	14E06002823	14E06002943
14E06002945	14E06002946	14E06002957	14E06002958	14E06002960	14E06003089
14E06003090	14E06003091	14E06003092	14E06003192	14E06003194	14E06003195
14E06003196	14E06003197	14F06000084	14F06000150	14F06000152	14F06000270
14F06000272	14F06000450	14F06000451	14F06000452	14F06000453	14F06000454
14F06000455	14F06000456	14F06000457	14F06000458	14F06000459	14F06000460
14F06000461	14F06000462	14F06000463	14F06000464	14F06000465	14F06000466
14F06000467	14F06000468				