



N.º 202/CD
Data: 07/10/2011

Assunto: **Vacina Prevenar 13 – Condições de conservação**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

No seguimento de reclamações recebidas sobre a vacina Prevenar 13, suspensão injectável, 22 µg/0.5 ml, relativas à presença de partículas em suspensão e à impossibilidade da sua homogeneização após agitação, esclarece-se:

- Foram realizadas análises a partir das quais se deduziu que a causa provável para estas alterações terá sido o armazenamento incorrecto, em particular, a eventual congelação;
- A congelação da vacina compromete a eficácia deste medicamento.

Assim, o INFARMED, I.P. alerta que é fundamental evitar o congelamento da vacina durante a sua conservação no interior do frigorífico.

O Conselho Directivo

Cristina Furtado
Vogal do
Conselho Directivo