

N.º 140/CD
Data: 2010-08-26

Assunto: **Seringas hipodérmicas do fabricante Changzhou Yuekang Appliance Co.Ltd.**

Para: Divulgação geral

Contacto no INFARMED: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

Foram detectadas, no mercado polaco, **seringas hipodérmicas contrafeitas** do fabricante **Changzhou Yuekang Appliance Co.Ltd.** (China) identificados pelos números de lote **090908, 20091105 e 20091106.**


Estes lotes nunca foram produzidos pelo fabricante Changzhou Yuekang Appliance Co.Ltd. pelo que a autoridade competente polaca accionou medidas restritivas relativamente a estes lotes de produto, que se revelam assim contrafeitos.

Esta informação foi comunicada ao Infarmed pela autoridade competente da Polónia, no âmbito do sistema de cooperação entre autoridades competentes.

Face ao exposto, o Infarmed informa:

- Até à data, não existe registo da comercialização destes produtos no mercado português.
- Atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, caso os profissionais de saúde detectem a existência destas seringas hipodérmicas contrafeitas, não as utilizem e informem a Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo