

N.º 202/CD
Data: 30/11/2010

Assunto: **Recolha voluntária de lotes do medicamento PegIntron, dosagem de 50 mcg, caneta pré-cheia**

Para: Hospitais, Serviços farmacêuticos públicos e privados, Distribuidores, Centros de Saúde, Ordens Profissionais e Associações de Doentes.

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


Em virtude de não poder ser assegurada a esterilidade do medicamento **PegIntron**, pó e solvente para solução injectável, na dosagem de 0.05 mg/0.5 ml (50 mcg), caneta pré-cheia, a empresa Schering-Plough Farma, Lda. encontra-se a proceder à recolha voluntária dos lotes n.º **8IRA60140, val: 31/12/2010** e n.º **8IRA60241, val: 31/03/2011** deste medicamento.

Esta recolha foi desencadeada após verificação de deformação da zona de selagem de uma das extremidades do cartucho de vidro nalgumas seringas pré-cheias.

Assim, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização dos lotes n.º 8IRA60140, val: 31/12/2010 e n.º 8IRA60241, val: 31/03/2011 do medicamento **PegIntron**, pó e solvente para solução injectável, na dosagem de 0.05 mg/0.5 ml, com o número de registo 3902681.

Atendendo a que este medicamento é apenas utilizado a nível hospitalar, as entidades que disponham destes lotes não os devem administrar, mas sim, proceder à sua devolução conforme habitual.

O Conselho Directivo



Cristina Furtado
Vogal do
Conselho Directivo